

## **SET LARINGO "MAXLITE" F.O. LED 3 LAME MC-INT 2-3-4 - 2,5V**



SET LED F.O. MAXLITE - 2,5 V\_

-

-

-

- Set adulti (3 lame Mc Intosh 2-3-4)\_

-

-

-

- laringoscopi F.O. che offrono una luce fredda brillante\_

-

- lame a fibra ottica Maxlite con fibra integrata\_

-

- manico ricaricabile con lampadina LED\_

-

- manico ricaricabile 2,5 (batteria non inclusa). Il manico ricaricabile da 2,5 V può essere usato con batterie ricaricabili o alcaline. I manici ricaricabili devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa)\_

—

- lame non magnetiche