

SET LARINGO "MAXLITE" F.O. LED 4 LAME MC-INT 1-2-3-4 - 2,5V



SET LED F.O. MAXLITE - 2,5 V_

-

-

-

- Set adulti (4 lame Mc Intosh 1-2-3-4)_

-

-

-

- laringoscopi F.O. che offrono una luce fredda brillante_

-

- lame a fibra ottica Maxlite con fibra integrata_

-

- manico ricaricabile con lampadina LED_

-

- manico ricaricabile 2,5 (batteria non inclusa). Il manico ricaricabile da 2,5 V può essere usato con batterie ricaricabili o alcaline. I manici ricaricabili devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa)_

-
- lame non magnetiche