

## **SET LARINGO "MAXLITE" F.O. LED 4 LAME MC-INT 1-2-3-4 - 3,5V**



SET LED F.O. MAXLITE - 3,5 V\_

—

—

—

- Set adulti (4 lame Mc Intosh 1-2-3-4)\_

—

—

—

- laringoscopi F.O. che offrono una luce fredda brillante\_

—

- lame a fibra ottica Maxlite con fibra integrata\_

—

- manico ricaricabile con lampadina LED\_

—

- manico ricaricabile 3,5 V (batteria non inclusa). I manici ricaricabili devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa)\_

—

- lame non magnetiche