

LAMA MONOUSO F.O. N. 1 MILLER - bambino



LAME MONOUSO LARINGOSCOPI F.O._

-

-

-

- N° 1 Miller - bambini_

-

- Lunghezza totale: 100 mm_

-

- Larghezza distale: 23,3 mm_

-

-

-

Scelta fra 5 differenti tipi: Mc Intosh N. 2, 3, 4 e Miller N. 0 e 1, tutte testate per resistenza alla tensione. Prodotte in policarbonato. Confezionate singolarmente; non sterili._

-

-

-

COMPATIBILI CON TUTTE LE LINEE GREEN