

SET F.O. ADULTI 3 LAME MC-INTOSH 2-3-4



SET F.O. XENON/ALOGENO GIMA GREEN - 2,5 V_

-
-
-
- Set adulti (3 lame Mc Intosh 2-3-4)_
-
-
-
- laringoscopi F.O. che offrono una luce fredda brillante_
-
- lame a fibra ottica Gima Green con fibra staccabile_
-
- manico ricaricabile con lampadina xenon/alogeno_
-
- manico ricaricabile 2,5 V (batteria non inclusa)_
-
- il manico ricaricabile da 2,5 V può essere usato con batterie ricaricabili o alcaline. I manici ricaricabili devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa)_

-
- lame non magnetiche