

SET F.O. ADULTI 4 LAME MC-INTOSH 1-2-3-4



SET F.O. XENON/ALOGENO GIMA GREEN - 2,5 V_

-

-

-

- Set adulti (4 lame Mc Intosh 1-2-3-4)_

-

-

-

- laringoscopi F.O. che offrono una luce fredda brillante_

-

- lame a fibra ottica Gima Green con fibra staccabile_

-

- manico ricaricabile con lampadina xenon/alogeno_

-

- manico ricaricabile 2,5 V (batteria non inclusa)_

-

- il manico ricaricabile da 2,5 V può essere usato con batterie ricaricabili o alcaline. I manici ricaricabili devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa)_

-
- lame non magnetiche