

## SET F.O. PEDIATRICO, 3 lame Miller 0-1, McIntosh 0



SET F.O. XENON/ALOGENO GIMA GREEN - 2,5 V\_

-

-

-

- Set pediatrico (3 lame Miller 0-1, Mc Intosh 0)\_

-

-

-

- laringoscopi F.O. che offrono una luce fredda brillante\_

-

- lame a fibra ottica Gima Green con fibra staccabile\_

-

- manico ricaricabile con lampadina xenon/alogeno\_

-

- manico ricaricabile 2,5 V (batteria non inclusa)\_

-

- il manico ricaricabile da 2,5 V può essere usato con batterie ricaricabili o alcaline. I manici ricaricabili devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa)\_

- 
- lame non magnetiche