

MANICO IN METALLO RICARICABILE 3,5V - pediatrico



Manico pediatrico in metallo ricaricabile (3,5 V)_

—
—
—

MANICI RICARICABILI "GIMA GREEN" F.O. XENON/ALOGENO 3,5 V_

—
—
—

- Comparto batterie chiuso per evitare l'ingresso di liquidi_

—
—
—

- Manici forniti con lampadina. Batteria non inclusa._

—
—
—

- Manico robusto in metallo rivestito di cromo _

—
—
—

LARINGOSCOPI GIMA GREEN_

—

- massima trasmissione della luce grazie a fibre durevoli e di alta qualità_

—

- lame studiate per una facile intubazione_
-
- finitura opaca per ridurre i riflessi_
-
- autoclavabile fino a 134°C per 5 minuti. Lame autoclavabili fino a 2.000 volte._
-
- compatibili con la sterilizzazione al gas plasma_
-
- tutte le lame sono compatibili con norma Green BS EN ISO 7376_
-
- tutte le lame sono in acciaio inossidabile austenitico resistenti alla ruggine_
-
- lame lunga durata. GIMA offre una garanzia di 3 anni._
-
- ampia selezione di fonti di alimentazione: batterie tipo "AA" e "C" o batterie ricaricabili da 2,5 e 3,5 V_
-
- manici disponibili con lampadine xenon/alogene o LED da 2,5 e 3,5 V_
-
- i manici da 2,5 V possono essere usati con batterie standard o ricaricabili_
-
- lame non magnetiche