

## MANICO LARINGOSCOPIO F.O. USB



Manico USB per laringoscopi a fibra ottica.\_

—  
—  
—

Manico USB universale per tutte le lame a fibra ottica. Tale manico funge da caricatore in quanto include una batteria Li-ion ricaricabile e una porta USB per una ricarica semplice.\_

—  
—  
—

Caratteristiche:\_

—  
—  
—

- vetro sabbiato, superficie cromata opaca per un'ottica di alta qualità\_

—

- superficie liscia, scanalature laterali per un utilizzo igienico e una presa sicura in mano\_

—

- rimozione lampadina rapida e facile\_

—

- autoclavabile fino a 134° (senza batterie)\_

—  
- manico conforme a ISO 7376 (green standard). \_

—

—

—

Il manico è fornito in una custodia rigida con 3 adattatori (US, GB, EU). \_

—

—

—

Produzione tedesca.