

## LAMA F.O. MC-INTOSH N. 2 - ragazzo



LAME FIBRE OTTICHE "GIMA GREEN" - fornite con guida luce per fibra ottica amovibile\_

-  
-  
-

Mc INTOSH N° 2 lama - ragazzi\_

-  
-  
-

LARINGOSCOPI GIMA GREEN\_

-

- massima trasmissione della luce grazie a fibre durevoli e di alta qualità\_

-

- lame studiate per una facile intubazione\_

-

- finitura opaca per ridurre i riflessi\_

-

- autoclavabile fino a 134°C per 5 minuti. Lame autoclavabili fino a 2.000 volte\_

-

- compatibili con la sterilizzazione al gas plasma\_
- 
- tutte le lame sono compatibili con norma Green BS EN ISO 7376\_
- 
- tutte le lame sono in acciaio inossidabile austenitico resistenti alla ruggine\_
- 
- lame lunga durata. GIMA offre una garanzia di 3 anni.\_
- 
- ampia selezione di fonti di alimentazione: batterie tipo "AA" e "C" o batterie ricaricabili da 2,5 e 3,5 V\_
- 
- manici disponibili con lampadine xenon/alogene o LED da 2,5 e 3,5 V\_
- 
- i manici da 2,5 V possono essere usati con batterie standard o ricaricabili\_
- 
- lame non magnetiche