

LAMA F.O. MC-INTOSH N. 5 - adulto/X-large



LAME FIBRE OTTICHE "GIMA GREEN" - fornite con guida luce per fibra ottica amovibile_

-
-
-

Mc INTOSH N° 5 lama - adulti x-large_

-
-
-

LARINGOSCOPI GIMA GREEN_

-

- massima trasmissione della luce grazie a fibre durevoli e di alta qualità_

-

- lame studiate per una facile intubazione_

-

- finitura opaca per ridurre i riflessi_

-

- autoclavabile fino a 134°C per 5 minuti. Lame autoclavabili fino a 2.000 volte_

-

- compatibili con la sterilizzazione al gas plasma_
-
- tutte le lame sono compatibili con norma Green BS EN ISO 7376_
-
- tutte le lame sono in acciaio inossidabile austenitico resistenti alla ruggine_
-
- lame lunga durata. GIMA offre una garanzia di 3 anni._
-
- ampia selezione di fonti di alimentazione: batterie tipo "AA" e "C" o batterie ricaricabili da 2,5 e 3,5 V_
-
- manici disponibili con lampadine xenon/alogene o LED da 2,5 e 3,5 V_
-
- i manici da 2,5 V possono essere usati con batterie standard o ricaricabili_
-
- lame non magnetiche