

SET LARINGO "MAXLITE FLEXI" F.O. 2 LAME MC-INT ,3,4



Set deluxe che include un manico F.O. ricaricabile, due lame F.O. Mc Intosh n. 3 e 4 e una lampadina.

La punta mobile della lama facilita il sollevamento dell'epiglottide e consente una visibilità completa del processo di intubazione anche in caso di condizioni anatomiche difficili.

Una migliore visibilità e una minore forza di leva riducono il rischio di lesioni della laringe e dei denti.

- costruzione in acciaio inox, finitura opaca
- utilizzabile con tutti i manici della gamma "Green"
- compatibile con le norme "Green" ISO 7376
- il canale migliora l'area di visualizzazione
- fascio di fibre da 4,5 mm con più di 6.500 fibre individuali
- fibre di alta qualità che garantiscono un'ottima trasmissione della luce 20.000 lux con

lampadina LED 2,5V

- 2 batterie C" o batterie ricaricabili (non incluse)
- autoclavabile a 134° C, circa 2.000 volte
- compatibile con la sterilizzazione al plasma (Sterrad 100 NX)

- Conduttore fibra: integrato
- Ø fascio F.O.: 4.5 mm
- Singole micro-fibre: > 6.500
- Trasmissione di luce con 2.5V: 6.000 lux
- Trasmissione di luce con 3.5V: 13.000 lux
- Autoclavabile a 134° C: 4000 volte