

Benda Elastica Coesiva 20 m x 12 cm - Autoadesiva per Medicazioni e Bendaggi



Benda Elastica Coesiva 20 m x 12 cm - Autoadesiva per Medicazioni e Bendaggi

Bende elastiche coesive:

- Per il fissaggio della medicazione
- Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere
- Non necessita di fermagli o cerotti poiché perfettamente aderente

FAQ - Domande e Risposte

La benda è autoadesiva?

Sì, è una benda coesiva che aderisce su sé stessa senza bisogno di clip o cerotti.

Per cosa viene utilizzata principalmente?

È utilizzata per il fissaggio delle medicazioni, bendaggi di sostegno e nel trattamento di traumi o fratture leggere.

Quali sono le dimensioni della benda?

La benda ha un'altezza di 12 cm e una lunghezza di circa 20 metri in massima estensione.

È traspirante?

Sì, la composizione in cotone, viscosa e poliammide garantisce una buona traspirabilità e comfort.

È adatta anche per uso sportivo o riabilitativo?

Sì, grazie alla sua elasticità e stabilità è adatta anche per bendaggi di supporto in ambito sportivo e fisioterapico.

La benda lascia residui sulla pelle?

No, aderendo solo su sé stessa non lascia residui adesivi sulla pelle.

Benda elastica coesiva 20 m x 12 cm autoadesiva per fissaggio medicazioni e bendaggi compressivi.

Elastica, traspirante e facile da applicare.

- Composizione:
 - 42% cotone
 - 29% viscosa
 - 29% poliammide, lattice
- Altezza: 12 cm
- Lunghezza: circa 20 m in massima estensione
- Allungamento: 50% circa