

RETE TUBOLARE ELASTICA - calibro 1 per le dita



RETE TUBOLARE ELASTICA SURGIFIX®_

—

—

—

- Materiale: POLY (poliestere 38%, poliammide 35%, lattice 27%)_

—

- Rete per dita_

—

- Linea: 1_

—

- Larghezza mm: 18 (La differenza di larghezza tra Poly e Zerolortex è dovuta alla diversa elasticità dei materiali)_

—

- Lunghezza sotto tensione: 25 m_

—

—

—

Rete tubolare elastica leggera, morbida e traspirante, ideale per l'applicazione di

medicazioni e garze._

–

Grazie alla sua struttura unica, può essere utilizzata per qualsiasi parte del corpo, garantendo l'adesione perfetta della medicazione, un grado ottimale di compressione e il massimo confort del paziente._

–

Può essere tagliata alla lunghezza desiderata._

–

Due linee: Poly (poliestere 38%, poliammide 35%, lattice 27%) e Zerolatex (poliammide 86%, elastomeri 14%)._

–

–

–

Scatola multilingue (GB, FR, IT, ES, DE) e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, HU, PL, BG, GR, RO, SE, SI, NO, NL, LT, LV, CZ, DK, FI, RU, TR, SK, EE, JP, Arabo)._

–

–

–

Made in Italy.