

RETE TUBOLARE ELASTICA - calibro 7 per bacino



RETE TUBOLARE ELASTICA - calibro 7 per bacino

RETE TUBOLARE ELASTICA SURGIFIX®

- Materiale: POLY (poliestere 38%, poliammide 35%, lattice 27%)
- Rete per corpo, pelvi, coscia
- Linea: 7
- Larghezza mm: 61 (La differenza di larghezza tra Poly e Zerolatex è dovuta alla diversa elasticità dei materiali)
- Lunghezza sotto tensione: 25 m

Rete tubolare elastica leggera, morbida e traspirante, ideale per l'applicazione di medicazioni e garze.

Grazie alla sua struttura unica, può essere utilizzata per qualsiasi parte del corpo, garantendo l'adesione perfetta della medicazione, un grado ottimale di compressione e il massimo confort del paziente.

Può essere tagliata alla lunghezza desiderata.

Due linee: Poly (poliestere 38%, poliammide 35%, lattice 27%) e Zerolatex (poliammide 86%, elastomeri 14%).

Scatola multilingue (GB, FR, IT, ES, DE) e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, HU, PL, BG, GR, RO, SE, SI, NO, NL, LT, LV, CZ, DK, FI, RU, TR, SK, EE, JP, Arabo).

Made in Italy.

La rete tubolare elastica calibro 7 è una soluzione pratica e confortevole per il fissaggio di medicazioni, garze e tamponi su aree anatomiche di grandi dimensioni come bacino, pelvi e coscia. Grazie alla sua struttura elastica e traspirante, garantisce una tenuta sicura senza limitare i movimenti del paziente, favorendo al tempo stesso il comfort durante l'utilizzo prolungato.

Realizzata con materiali di qualità, questa rete tubolare si adatta perfettamente alle diverse conformazioni corporee distribuendo la compressione in modo uniforme. La particolare lavorazione a maglia aperta favorisce la circolazione dell'aria, contribuendo a mantenere la pelle asciutta e riducendo il rischio di irritazioni.

La rete può essere facilmente tagliata alla lunghezza desiderata senza sfilacciarsi, risultando ideale sia per l'utilizzo professionale in ospedali, ambulatori e strutture sanitarie, sia per la medicazione domiciliare. È indicata per mantenere in posizione medicazioni post-operatorie, bendaggi e dispositivi di protezione senza l'utilizzo di cerotti adesivi.

FAQ - Domande e Risposte

Per quali zone del corpo è indicata?

È progettata principalmente per bacino, pelvi e coscia.

Può essere tagliata a misura?

Sì, può essere facilmente tagliata alla lunghezza desiderata.

È traspirante?

Sì, la struttura a rete favorisce il passaggio dell'aria e il comfort della pelle.

Serve per fissare le medicazioni?

Sì, è ideale per mantenere in posizione garze, tamponi e medicazioni.

È adatta all'uso professionale?

Sì, trova impiego in ospedali, ambulatori, RSA e assistenza domiciliare.

Rete tubolare elastica calibro 7 per fissaggio di medicazioni su bacino, pelvi e coscia.

Morbida, traspirante e confortevole. Acquista online su OasiMedica.