

**BENDA DI FISSAZIONE PREVIREPE 4 m x 7 cm conf.  
10 pz.**



BENDA ELASTICA DI FISSAGGIO PREVIREPES - 75 g2\_

—  
—  
—

Per il fissaggio e il sostegno della medicazione e per una leggera compressione.\_

—

La sua superficie crespa gli consente di aderire su se stessa.\_

—

Ben tollerata dalla pelle e traspirante. \_

—

Lavabile a 60°C.\_

—

Materiale: 99% cotone - 1% lycra.\_

—

Produzione europea.