

**BENDA DI FISSAZIONE PREVIREPE 4 m x 15 cm
conf. 10 pz.**



BENDA ELASTICA DI FISSAGGIO PREVIREPES - 75 g2_

—

—

—

Per il fissaggio e il sostegno della medicazione e per una leggera compressione._

—

La sua superficie crespata gli consente di aderire su se stessa._

—

Ben tollerata dalla pelle e traspirante. _

—

Lavabile a 60°C._

—

Materiale: 99% cotone - 1% lycra._

—

Produzione europea.