

**BENDA ELASTICA COESIVA TNT 4,5 m x 7,5 cm -
rossa conf. 10 pz.**



BENDE ELASTICHE COLORATE PREVITNT IN TESSUTO NON TESSUTO_

–

Per il fissaggio della medicazione. Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere._

–

Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle._

–

Particolarmente adatta per articolazioni, per uso sportivo, sia per persone che per veterinaria._

–

–

–

• Composizione: _

–

- 85% polipropilene_

–

- 15% elastan e lattice_

—

- Allungamento: 100% circa