

BENDA ELASTICA COESIVA TNT 4,5 m x 7,5 cm - mix 5 colori conf. 10 pz.



BENDE ELASTICHE COLORATE PREVITNT IN TESSUTO NON TESSUTO_

—

Per il fissaggio della medicazione. Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere._

—

Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle._

—

Particolarmente adatta per articolazioni, per uso sportivo, sia per persone che per veterinaria._

—

—

—

• Composizione: _

—

- 85% polipropilene_

—

- 15% elastan e lattice_

—

- Allungamento: 100% circa