

**BENDA ELASTICA COESIVA TNT 4,5 m x 10 cm -
rossa conf. 10 pz.**



BENDE ELASTICHE COLORATE PREVITNT IN TESSUTO NON TESSUTO

Per il fissaggio della medicazione. Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere.

Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle.

Particolarmente adatta per articolazioni, per uso sportivo, sia per persone che per veterinaria.

Composizione:

- 85% polipropilene
- 15% elastan e lattice

Allungamento: 100% circa