

**BENDA ELASTICA COESIVA TNT 4,5 m x 10 cm - mix
5 colori conf. 10 pz.**



BENDE ELASTICHE COLORATE PREVITNT IN TESSUTO NON TESSUTO

Per il fissaggio della medicazione. Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere.

Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle.

Particolarmente adatta per articolazioni, per uso sportivo, sia per persone che per veterinaria.

Mix 2 bende x 5 colori (rosso, verde, blu, giallo, color carne).

- Composizione:
 - 85% polipropilene
 - 15% elasthan e lattice
- Allungamento: 100% circa