

## **TAPING KINESIOLOGIA 5 m x 5 cm - verde**



TAPING KINESIOLOGICO STANDARD - spessore 0,48 mm\_

—

—

—

- Taping kinesiológico 5 m x 5 cm - verde\_

—

—

—

Taping kinesiológicos di alta qualità adatti a ogni parte del corpo.\_

—

Garantiscono un sostegno e una compressione forti e sono ottimali per il trattamento di sintomi muscolari, per stimolare la circolazione sanguigna e in caso di derivazioni di fasci nervosi\_

—

e della linfa. Riducono il dolore e migliorano le prestazioni degli atleti.\_

—

Facili da strappare e da snodare.\_

—

—

—

Confezionati singolarmente in sacchetto di plastica e scatola di cartone.\_

—

- cotone morbido ipoallergenico e flessibile, elasticità fino al 160%\_

—

- resistenti all'acqua (livello 3) e al sudore al 70%\_

—

- ultra adesivi: fino a 7 giorni\_

—

—

—

Scatola e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES)\_

—

97% cotone, 3% spandex