

TAPING KINESIOLOGIA 5 m x 5 cm - mix 6 colori conf. 6 pz.



TAPING KINESIOLOGICO STANDARD - spessore 0,48 mm_

—

—

—

- Taping kinesiologico 5 m x 5 cm - colori misti_

—

La confezione mista comprende 6 rotoli di diversi colori: azzurro rosso, rosa, verde, nero, pelle_

—

—

—

Taping kinesiologici di alta qualità adatti a ogni parte del corpo._

—

Garantiscono un sostegno e una compressione forti e sono ottimali per il trattamento di sintomi muscolari, per stimolare la circolazione sanguigna e in caso di derivazioni di fasci nervosi_

—

e della linfa. Riducono il dolore e migliorano le prestazioni degli atleti._

—

Facili da strappare e da snodare._

—

—

—

Confezionati singolarmente in sacchetto di plastica e scatola di cartone._

—

- cotone morbido ipoallergenico e flessibile, elasticità fino al 160%_

—

- resistenti all'acqua (livello 3) e al sudore al 70%_

—

- ultra adesivi: fino a 7 giorni_

—

—

—

Scatola e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES)_

—

97% cotone, 3% spandex