

TAPING PRO KINESIOLOGIA 5 m x 5 cm - pelle



TAPING KINESIOLOGICO PRO - spessore 0,32 mm

- Taping kinesiológico PRO 5 m x 5 cm - pelle

Taping kinesiológicos di alta qualità adatti a ogni parte del corpo.

Garantiscono un sostegno e una compressione forti e sono ottimali per il trattamento di sintomi muscolari, per stimolare la circolazione sanguigna e in caso di derivazioni di fasci nervosi

e della linfa. Riducono il dolore e migliorano le prestazioni degli atleti.

Facili da strappare e da snodare

Confezionati singolarmente in sacchetto di plastica e scatola di cartone.

- cotone morbido ipoallergenico e flessibile, elasticità fino al 160%
- resistenti all'acqua (livello 3) e al sudore al 70%
- ultra adesivi: più di 10 giorni_

Kinesiology PRO : estrema morbidezza e asciugatura rapida

Scatola e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES)

97% cotone, 3% spandex