

GARZA COTONE STERILE 10X10cm - buste da 25pz. conf. 100 buste



GARZA IDROFILA DI COTONE STERILE_

-
-
-
- Dimensioni: 10x10 cm_
-
- Fili: 12/8_
-
- Minimo vendita: cartone 100 buste da 25_
-
-
-

Garza idrofila ripiegata, 100% puro cotone, per medicazioni sterili e per tamponare e proteggere le ferite._

-
Traspirante, confezionata singolarmente e senza lattice._

-

–

–

Istruzioni e scatola in GB, IT._

–

Made in Italy.