

COMPRESSE GARZA COTONE 20X20cm - buste da 25pz. conf. 100 buste



GARZA IDROFILA DI COTONE STERILE_

-
-
-
- Dimensioni: 20x20 cm_
-
- Fili: 12/8_
-
- Minimo vendita: cartone 100 buste da 25_
-
-
-

Garza idrofila ripiegata, 100% puro cotone, per medicazioni sterili e per tamponare e proteggere le ferite._

-
- Traspirante, confezionata singolarmente e senza lattice._
-

–

–

Istruzioni e scatola in GB, IT. _

–

Made in Italy.