

COMPRESSE GARZA COTONE 36X40 cm - scatole da 12 48 scatole



GARZA IDROFILA DI COTONE STERILE_

—

—

—

- Dimensioni: 36x40 cm_

—

- Fili: 12/8_

—

- Minimo vendita: cartone 48 scatole da 12_

—

—

—

Garza idrofila ripiegata, 100% puro cotone, per medicazioni sterili e per tamponare e proteggere le ferite._

—

Traspirante, confezionata singolarmente e senza lattice._

—

—

—

Istruzioni e scatola in GB, FR, IT, ES, DE, GR. _

—

Made in Italy.