

**COMPRESSA GARZA COTONE 5x5 cm 16 strati conf.
100 pz.**



COMPRESSA GARZA COTONE 5x5 cm 16 strati

- NON STERILE
- Strati: 16
- Fili: 20

Le Compresse in Garza di Cotone 5x5 cm a 16 strati sono dispositivi monouso indicati per la medicazione, la detersione e la protezione delle ferite. Realizzate in cotone idrofilo di qualità, garantiscono un buon potere assorbente e un'elevata delicatezza a contatto con la pelle.

La struttura a 16 strati offre maggiore consistenza e capacità di assorbimento dei liquidi, risultando ideale per l'utilizzo in ambito ospedaliero, ambulatoriale, medico e domiciliare.

Queste compresse sono non sterili e rappresentano una soluzione pratica per la preparazione delle medicazioni, la pulizia della cute e numerose applicazioni sanitarie. Il formato 5x5 cm le rende particolarmente adatte alle medicazioni di piccole superfici.

La confezione contiene 100 compresse, facilmente prelevabili e pronte all'uso.

FAQ - Domande Frequenti

Le compresse sono sterili?

No, questo modello è costituito da compresse di garza non sterili.

Quali sono le dimensioni?

Ogni compressa misura 5 × 5 cm.

Quanti strati possiedono?

Le compresse sono realizzate con 16 strati di garza in cotone.

A cosa servono?

Sono indicate per la pulizia della cute, l'assorbimento degli essudati e la preparazione o protezione delle medicazioni.

Quante compresse contiene la confezione?

La confezione contiene 100 compresse di garza.

Compressa Garza Cotone 5x5 cm a 16 strati non sterile, elevato assorbimento e morbidezza.
Confezione da 100 pezzi ideale per medicazioni e uso sanitario.