

**BENDA ADESIVA ELASTICA 8 cm x 2,5 m non
allungata conf. 10 pz.**



BENDE ELASTICHE ADESIVE

- Misura benda adesiva 2,5* m x 8 cm (*Lunghezza: 2,5 m non allungate, fino a 4,5 m allungate)
- Minimo vendita: conf. da 10

Bende con adesivo sintetico ipoallergenico contenente ossido di zinco per compressione permanente e medicazione funzionale.

Ipoallergeniche, porose, permeabili all'aria, con bordi in tessuto, sterilizzabili con ossido di etilene.

100% cotone, senza lattice.

Made in Switzerland.