

BENDA ADESIVA ELASTICA 10 cm x 2,5 m non allungata conf. 10 pz.



BENDE ELASTICHE ADESIVE_

—

—

—

- Misura benda adesiva 2,5* m x 10 cm (*Lunghezza: 2,5 m non allungate, fino a 4,5 m allungate)_

—

- Minimo vendita: conf. da 10_

—

—

—

Bende con adesivo sintetico ipoallergenico contenente ossido di zinco per compressione permanente e medicazione funzionale._

—

Ipoallergeniche, porose, permeabili all'aria, con bordi in tessuto, sterilizzabili con ossido di etilene._

—

—

—

100% cotone, senza lattice._

—

—

—

Made in Switzerland.