

SINGLEFIX MEDICAZIONE DITA - pediatrica conf. 100 pz.



MEDICAZIONE DITA SINGLEFIX® - pediatrica - conf. da 100_

—
—
—

Medicazione sterile per dita, costituita da una guaina in cotone e da un'imbottitura interna assorbente e morbida._

—

Pratico nodo di chiusura al polso. Facile da indossare, protegge il dito ferito, offrendo sicurezza e confort._

—
—
—

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, HU, PL, BG, GR, RO, SE, SI, NO, NL, LT, LV, CZ, DK, FI, RU, TR, SK, EE, JP, Arabo.