

ROTOLO HYPOR-PLAST 10 m x 20 cm



Rotolo adesivo morbido per fissaggio_

—

—

—

- Rotolo m 10 x 20 cm_

—

—

—

Rotolo di bendaggio in non tessuto estensibile di colore bianco._

—

Estremamente traspirante e confortevole._

—

Adesivo acrilico ipoallergenico e delicato._

—

—

—

Indicazioni: ideato per i cateteri, le garze e altri dispositivi medici._

—

—

—

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT._

—

—

—

Made in Italy.