

PACCO COTONE idrofilo 100 g - piegato a Z conf. 100 pz.



COTONE IDROFILO 100%

- Cotone idrofilo 100 g
- Tipo: piegato a Z
- Laccetti di chiusura: Sì

Cotone idrofilo 100% per uso sanitario e cosmetico, per l'igiene, per l'assorbimento di essudato, per la disinfezione della cute non lesionata.

Dispositivo medico non invasivo di Classe I.

Non sterile.

Pacchetto multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, FI, GR, HR, PL, PT, RO, SE.

La particolare piegatura a Z facilita l'estrazione e l'utilizzo del cotone in modo rapido e ordinato, riducendo sprechi e migliorando la praticità durante le operazioni. Grazie all'elevata capacità assorbente, il prodotto è indicato per l'assorbimento di liquidi ed essudati e per la detersione della cute non lesionata.

Il cotone idrofilo è adatto per studi medici, ambulatori, centri estetici, strutture sanitarie e utilizzo domiciliare. La confezione da 100 pezzi rappresenta una soluzione conveniente per utilizzi frequenti e professionali.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il cotone idrofilo piegato a Z?

È indicato per igiene, medicazioni, pulizia e applicazioni sanitarie e cosmetiche.

Il cotone è altamente assorbente?

Sì, garantisce ottima capacità di assorbimento dei liquidi.

La piegatura a Z facilita l'utilizzo?

Sì, consente un'estrazione pratica e ordinata del cotone.

Può essere usato per la disinfezione della pelle?

Sì, è adatto alla detersione e disinfezione della cute non lesionata.

È indicato anche per uso professionale?

Sì, è ideale per studi medici, ambulatori e centri estetici.

Pacco cotone idrofilo 100 g piegato a Z conf. 100 pezzi.

Cotone assorbente per medicazioni, igiene, disinfezione e utilizzo sanitario professionale.