

**PACCO COTONE 100 g - piegato a Z conf. 100 pz.**



COTONE IDROFILO 100%\_

—

—

—

- Cotone idrofilo 100 g\_

—

- Tipo: piegato a Z\_

—

- Laccetti di chiusura: Sì\_

—

—

—

Cotone idrofilo 100% per uso sanitario e cosmetico, per l'igiene, per l'assorbimento di essudato, per la disinfezione della cute non lesionata.\_

—

–

–

Dispositivo medico non invasivo di Classe I.\_

–

–

–

Non sterile.\_

–

–

–

Pacchetto multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, FI, GR, HR, PL, PT, RO, SE.