

PACCO COTONE 1.000 g - piegato a Z conf. 10 pz.



COTONE IDROFILO 100%_

—

—

—

• Cotone idrofilo 1000 g_

—

• Tipo: piegato a Z_

—

• Laccetti di chiusura: No_

—

—

—

Cotone idrofilo 100% per uso sanitario e cosmetico, per l'igiene, per l'assorbimento di essudato, per la disinfezione della cute non lesionata._

—

—

—

Dispositivo medico non invasivo di Classe I._

-

-

-

Non sterile._

-

-

-

Pacchetto multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, FI, GR, HR, PL, PT, RO, SE.