

DISPOSITIVO FISSAGGIO CANNULA conf. 50 pz.



DISPOSITIVO ADESIVO STERILE PER IL FISSAGGIO DELLA CANNULA - conf. da 50_

—

—

—

Studiato per numerose applicazioni._

—

Adesivo acrilico ipoallergenico, dermatologicamente testato._

—

Dimensioni 8x5,8 cm._

—

Dimensioni tampone 2x1,5 cm._

—

Multilingual box: GB, FR, IT, ES, DE._

—

Medical Device Class I._

—

Made in Italy.