

ROTOLO HYPOR PLAST 10 m x 5 cm 1 rotolo



ROTOLO HYPOR PLAST 10 m x 5 cm

Rotolo adesivo morbido per fissaggio • Rotolo m 10 x 5 cm

Rotolo di bendaggio in non tessuto estensibile di colore bianco.

Estremamente traspirante e confortevole.

Adesivo acrilico ipoallergenico e delicato.

Indicazioni: ideato per i cateteri, le garze e altri dispositivi medici.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT.

Made in Italy.

Il Rotolo Hypor Plast 10 m x 5 cm è un cerotto adesivo in tessuto non tessuto progettato per il fissaggio di medicazioni, garze, cateteri e altri dispositivi medici. Grazie alla sua struttura estensibile si adatta facilmente ai movimenti del corpo, offrendo un fissaggio sicuro e confortevole anche nelle aree più soggette a sollecitazioni.

L'adesivo acrilico ipoallergenico garantisce un'elevata tollerabilità cutanea, mentre il supporto traspirante contribuisce al comfort durante l'utilizzo. Il formato da 10 metri x 5 cm rappresenta una soluzione pratica per ospedali, ambulatori, studi medici e assistenza domiciliare.

Realizzato in Italia.

FAQ - Domande Frequenti

A cosa serve il Rotolo Hypor Plast?

È indicato per il fissaggio di medicazioni, garze, cateteri e altri dispositivi medici.

Quali sono le dimensioni del rotolo?

Il rotolo misura 10 metri di lunghezza e 5 cm di larghezza.

È adatto alle pelli sensibili?

Sì, utilizza un adesivo acrilico ipoallergenico progettato per garantire un'elevata tollerabilità cutanea.

Il materiale è traspirante?

Sì, è realizzato in tessuto non tessuto estensibile che favorisce comfort e traspirabilità durante l'utilizzo.

Dove può essere utilizzato?

È indicato per ospedali, ambulatori, studi medici, RSA e assistenza domiciliare.

Rotolo Hypor Plast 10 m x 5 cm in tessuto non tessuto con adesivo acrilico ipoallergenico.

Indicato per il fissaggio di medicazioni, garze, cateteri e dispositivi medici in ambito sanitario.