

Rotolo Hypor Plast 10 m × 10 cm - Cerotto in TNT per Fissaggio



Rotolo adesivo morbido per fissaggio

- Rotolo m 10 x 10 cm

Rotolo di bendaggio in non tessuto estensibile di colore bianco.

Estremamente traspirante e confortevole.

Adesivo acrilico ipoallergenico e delicato.

Indicazioni: ideato per i cateteri, le garze e altri dispositivi medici.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT.

Made in Italy.

Il rotolo Hypor Plast 10 m × 10 cm è un cerotto in tessuto non tessuto (TNT) morbido e traspirante, progettato per il fissaggio sicuro di medicazioni, garze, cateteri e dispositivi medicali. Grazie alla sua struttura flessibile e delicata sulla pelle, è particolarmente indicato per l'uso in ambito sanitario e per medicazioni che richiedono comfort e stabilità.

Il materiale in TNT consente alla pelle di respirare mantenendo una buona traspirabilità, riducendo il rischio di irritazioni cutanee anche durante utilizzi prolungati. Il supporto è estremamente morbido e adattabile, permettendo al cerotto di conformarsi facilmente alle diverse parti del corpo senza limitare i movimenti.

L'adesivo acrilico ipoallergenico garantisce un fissaggio efficace e delicato, rendendo il prodotto adatto anche a pazienti con pelle sensibile. Il cerotto si applica facilmente e può essere tagliato alla lunghezza desiderata per adattarsi a diverse esigenze di medicazione.

Il rotolo da 10 metri di lunghezza e 10 cm di larghezza offre un'elevata praticità d'uso in ambito professionale, risultando ideale per ospedali, ambulatori, studi medici, strutture sanitarie e assistenza domiciliare.

Grazie alla combinazione di comfort, traspirabilità e sicurezza, il rotolo Hypor Plast rappresenta una soluzione affidabile per il fissaggio delle medicazioni nella pratica clinica quotidiana.

Caratteristiche principali:

- Dimensioni: 10 m × 10 cm
 - Cerotto in tessuto non tessuto (TNT)
 - Morbido e altamente traspirante
 - Adesivo acrilico ipoallergenico
 - Delicato sulla pelle
 - Facile da tagliare e applicare
 - Ideale per fissaggio di garze, medicazioni e cateteri
 - Made in Italy
-

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il rotolo Hypor Plast?

È utilizzato per fissare medicazioni, garze e dispositivi medicali sulla pelle.

Il materiale è traspirante?

Sì, il tessuto non tessuto consente una buona traspirazione della pelle.

È adatto per pelli sensibili?

Sì, grazie all'adesivo acrilico ipoallergenico è delicato sulla pelle.

Si può tagliare alla misura desiderata?

Sì, il rotolo può essere facilmente tagliato per adattarsi alla medicazione.

Quali sono le dimensioni del rotolo?

Il rotolo misura 10 metri di lunghezza e 10 cm di larghezza.

Rotolo Hypor Plast 10x10 cm in tessuto non tessuto traspirante con adesivo ipoallergenico.
Cerotto per fissaggio medicazioni, garze e cateteri. Rotolo 10 metri.