

Compresse Garza TNT 7,5 × 7,5 cm - 4 veli - 10 pacchi Conf. 1000 pezzi



Compresse Garza TNT 7,5 × 7,5 cm - 4 veli

Tamponi in non tessuto, 30% poliestere, 70% viscosa 30g/m2 piegati e orlati senza filo radiopaco.

- 7,5 x 7,5 cm
- 4 strati
- Non Sterile

Le compresse in garza TNT (tessuto non tessuto) 7,5 × 7,5 cm sono dispositivi monouso ideali per medicazioni, pulizia e protezione delle ferite in ambito sanitario e professionale. Grazie alla loro struttura morbida e altamente assorbente, queste compresse rappresentano una soluzione pratica e sicura per la gestione quotidiana delle medicazioni.

Realizzate in tessuto non tessuto composto da 30% poliestere e 70% viscosa, garantiscono una buona capacità assorbente e una grande delicatezza sulla pelle. Il materiale è

progettato per ridurre il rilascio di fibre e assicurare una pulizia efficace della zona trattata.

Le compresse presentano una struttura a 4 veli, che migliora l'assorbimento dei liquidi e aumenta la resistenza del prodotto durante l'utilizzo. I bordi sono piegati e orlati senza filo radiopaco, rendendo le compresse pratiche e adatte a numerose applicazioni sanitarie e assistenziali.

Il formato 7,5 × 7,5 cm è tra i più utilizzati nelle medicazioni, risultando ideale per piccoli interventi, pulizia della cute, copertura di ferite e utilizzo in ambulatori, studi medici, ospedali e strutture sanitarie.

La confezione contiene 10 pacchi da 100 compresse ciascuno, per un totale di 1000 pezzi, offrendo una soluzione conveniente e adatta all'uso professionale con elevato consumo.

Grazie alla loro praticità e qualità, le compresse garza TNT 7,5 × 7,5 cm a 4 veli sono un prodotto indispensabile per ambulatori, strutture sanitarie, studi medici e operatori del settore.

FAQ - Domande e Risposte

Di che materiale sono fatte le compresse?

Sono realizzate in tessuto non tessuto composto da 30% poliestere e 70% viscosa.

Le compresse sono sterili?

No, questa versione è non sterile.

Quanti strati hanno le compresse?

Sono composte da 4 veli per garantire maggiore assorbenza e resistenza.

Qual è la dimensione delle compresse?

Le dimensioni sono 7,5 × 7,5 cm.

Quante compresse contiene la confezione?

La confezione totale contiene 1000 compresse, suddivise in 10 pacchi da 100 pezzi.

Per quali utilizzi sono indicate?

Sono ideali per medicazioni, pulizia delle ferite e utilizzo sanitario generale.

Comprese garza TNT 7,5x7,5 cm a 4 veli non sterili.

Confezione da 1000 pezzi in tessuto non tessuto ad alta assorbenza per medicazioni e uso sanitario.