

**COMPRESSE COTONE 10x20 cm - X-ray - sterili conf.
100 pz.**



COMPRESSE GARZA - Sterili

Strati: 16

Fili: 20

Compresse Garza Sterili: 10x20 cm - raggi X

Minimo vendita: Dispenser da 100 (10 confezioni da 10 tamponi)

100% garza di cotone, 17 o 20 fili/cm², conformi alla Farmacopea Europea e a EN 14079.

Ogni dispenser contiene confezioni sterili da 5 o 10 compresse in garza.

Etichetta e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, SE, GR.