



TAMPONI COTONE STERILI diametro 30 mm conf. 250 pz.

TAMPONI ROTONDI DI GARZA - STERILI_

—

100% garza di cotone, 20 fili / cm², conforme alla farmacopea Europea e EN 14079._

—

Ogni dispenser contiene confezioni sterili da 5 tamponi di garza rotondi._

—

—

—

Fili: 20_

—

Tamponi rotondi di garza Ø 30 mm _

—

Dispenser da 250 (50 confezioni da 5 tamponi)