

TAMPONI COTONE STERILI diametro 30 mm conf. 250 pz.



TAMPONI ROTONDI DI GARZA - STERILI

100% garza di cotone, 20 fili / cm², conforme alla farmacopea Europea e EN 14079.

Ogni dispenser contiene confezioni sterili da 5 tamponi di garza rotondi

Fili: 20

Tamponi rotondi di garza Ø 30 mm

Dispenser da 250 (50 confezioni da 5 tamponi)

I tamponi in cotone sterili da 30 mm sono dispositivi medicali essenziali per la medicazione, la detersione e l'assorbimento di liquidi in ambito sanitario. Realizzati in cotone idrofilo di alta qualità, garantiscono elevata capacità assorbente e massima delicatezza sulla pelle, rendendoli ideali per uso clinico e ambulatoriale.

Conformi agli standard della Farmacopea Europea e alla normativa EN 14079, assicurano sicurezza, affidabilità e qualità certificata. I tamponi sono confezionati in pratiche unità

sterili, facilitando l'utilizzo in condizioni controllate e riducendo il rischio di contaminazione.

Il formato da 250 pezzi rappresenta una soluzione conveniente per strutture sanitarie, studi medici e ambienti professionali che richiedono materiali sterili pronti all'uso.

Caratteristiche principali

Tamponi in cotone idrofilo sterili

Diametro: 30 mm

Elevata capacità assorbente

Delicati sulla pelle

Conformi a Farmacopea Europea ed EN 14079

Confezionati in unità sterili

Ideali per medicazioni e detersione

Utilizzo professionale e sanitario

Confezione da 250 pezzi

FAQ - Domande e Risposte

A cosa servono questi tamponi?

Per medicazione, pulizia e assorbimento di liquidi.

Sono sterili?

Sì, confezionati in unità sterili pronte all'uso.

Sono delicati sulla pelle?

Sì, realizzati in cotone idrofilo di alta qualità.

Per quali ambienti sono indicati?

Ospedali, ambulatori e studi medici.

Sono conformi alle normative?

Sì, rispettano Farmacopea Europea ed EN 14079.

Tamponi cotone sterili 30 mm conf. 250 pz ad alta assorbenza.

Ideali per medicazioni e uso sanitario, conformi EN 14079 e Farmacopea Europea.