

## **TAMPONI COTONE STERILI diametro 40 mm conf. 200 pz.**

TAMPONI ROTONDI DI GARZA - STERILI\_

—

100% garza di cotone, 20 fili / cm<sup>2</sup>, conforme alla farmacopea Europea e EN 14079.\_

—

Ogni dispenser contiene confezioni sterili da 5 tamponi di garza rotondi.\_

—

—

—

Fili: 20\_

—

Tamponi rotondi di garza Ø 40 mm \_

—

Dispenser da 200 (40 confezioni da 5 tamponi)