

DETERGENTE ALCALINO TUTTNAUER T-CLEAN A - 5 l



DETERGENTE ALCALINO T-CLEAN A TUTTNAUER - 5 litri_

—
—
—
Detergente alcalino molto concentrato ed efficace per pulire strumenti chirurgici, apparecchiature medicali, strumenti oftalmologici, apparecchiature anestetiche ed endoscopiche, vetreria da laboratorio e applicazioni analoghe._

—
—
—
Formulato con agenti alcalini, tensioattivi, enzimi altamente stabilizzati e potenti anti-corrosivi, facilita lo scioglimento di residui organici quali depositi grassi e proteici, contribuendo nel contempo efficacemente alla rimozione del biofilm._

—
—
—
T-CLEAN A è raccomandato sia per strumenti resistenti al calore, sia per strumenti termosensibili._

- Utilizzabile in lavastrumenti automatiche, bagni ultrasonici o bagni a immersione._
- Non lascia residui._
- Da utilizzare in acqua addolcita o in acqua calcarea._
- Non forma schiuma ed evita la corrosione e lo scolorimento degli strumenti._
- -
-
-
Compatibile con la maggior parte dei materiali quali acciaio inox, vetro, ceramica, plastica dura, ebonite, ecc._
- -
-
Uso professionale._
- -
-
Etichetta: GB, FR, IT, DE._
- -
-
Dispositivo medico, classe I._
- Conforme al MDR (UE) 2017/745

- Densità: 1,02 g/cm³ a 20°C_
- pH: 10,00-10,50 a 20°C_
- pH (1% in acqua deionizzata): 10,20-10,80 a 20°C_
-

Viscosità: 50 mPas a 20°C_

—

Biodegradabilità: conforme a OCSE 301D_

—

—

—

COMPOSIZIONE CHIMICA_

—

Ingredienti: 5% tensioattivi non ionici e anionici, agenti chelanti, anti-corrosivi, regolatori di pH