

FILM ANTIMICROBICO NON-ADESIVO 105 mic - rotolo 5m x 400 mm



FILM ANTIMICROBICO NON ADESIVO 105 mic - rotolo 5 m_

—

—

—

• FILM IN ARGENTO - rotolo 5 m x 400 mm_

—

• Tipo: Non adesivo_

—

• Spessore: 105 micron_

—

• Colore: Trasparente (antiriflesso)_

—

• Durata: > 6 mesi_

—

• Applicazioni: Aree con pulsanti (ascensori, fotocopiatrici, stampanti, ...)_

—

• Dispositivo Medico Direttiva 94/42/CEE_

—
• Test antivirale: ISO21702 Test antibatterico JIS Z-2801_

—
—
—
Film in argento sviluppato per ridurre la trasmissione indiretta di virus e batteri, disponibile in tre versioni: trasparente adesivo e non adesivo, color argento adesivo._

—
—
—
Riduce la carica virale del 99,24% in 30 minuti, del 99,76% in un'ora e del 99,97% in 24 ore, dopo essere entrato in contatto con virus e batteri._

—
Tutti i tipi di film possono essere applicati su un'ampia gamma di oggetti e superfici in ambienti diversi: strutture pubbliche e mediche, casa, negozi, dispositivi._

—
—
—
L'esclusivo spessore di 105 o 200 mic garantisce maggiore efficacia: rispetto a prodotti analoghi, il film offre una protezione migliore, grazie allo spessore di 105 mic o 200 mic e alla presenza di argento._

—
—
—
Gli ioni d'argento evitano la proliferazione di batteri e virus: le nanoparticelle d'argento penetrano all'interno di virus e batteri, distruggendoli con una reazione detta "reazione IONICA"._

—
—
—
Trasparente e antiriflesso_

—
Antimpronta e Infrangibile: lo speciale rivestimento facilita la rimozione di impronte o

macchie e protegge dai danni._

–

–

–

Interamente in PET, che rimane pulito e trasparente._

–

–

–

Il livello di durezza 3H garantisce durata (> 6 mesi) e protezione da urti e graffi.