

SIRINGA PRERIEMPITA BD POSIFLUSH XS 10 ml - 306572 conf. 30 pz.



SIRINGA PRERIEMPITA BD POSIFLUSH XS 10 ml - 306572 - conf. da 30 - sterile_

—
—
—

La siringa BD PosiFlush™ XS preriempita di soluzione fisiologica è una siringa in polipropilene sterile, pronta per l'uso, con punta Luer-lock™, contenente una soluzione isotonica, apirogena e sterile di cloruro di sodio allo 0,9%. Utilizzata in oncologia, radiologia interventistica e terapia intensiva per il lavaggio di cateteri venosi periferici (CVP), cateteri venosi centrali ad inserimento periferico (PICC), cateteri venosi centrali (CVC) e accessi vascolari totalmente impiantabili._

—
—
—

Riduzione delle occlusioni e del danneggiamento dei cateteri_

—

Riduce la probabilità di reflusso del catetere indotto dalla siringa, che può causare occlusioni. Il diametro di 10 ml contribuisce a diminuire il rischio di danneggiamento del

catetere a causa della pressione di iniezione._

–

–

–

Riduzione delle infezioni correlate ai cateteri IV_

–

Il copripunta Luer-lock™ aiuta a evitare le contaminazioni da contatto e le infezioni, mentre l'anello di ritenuta riduce il rischio di contaminazione della soluzione_

–

–

–

L'etichettatura chiara riduce il rischio di errori di medicazione_

–

Contenuto della siringa facilmente identificabile e stampa in neretto per maggiore chiarezza._

–

–

–

Non occorrono aghi né fiale di vetro_

–

Utilizzabile in un campo sterile da sanitari professionisti per ridurre il rischio di contaminazione da contatto che può verificarsi durante la preparazione manuale delle siringhe con soluzione fisiologica._

–

–

–

Non formulata con lattice di gomma naturale. Classe III_

–

–

–

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, NO, FI, DK, SE, GR.