

## **SOLUZIONE SALINA STERILE B-BRAUN ECOLAV - 250 ml conf. 20 pz.**



### **B-BRAUN ECOLAV® - 250 ml**

#### **ECOLAV®**

L'ugello spray di Ecolav® consente un'irrigazione precisa e diretta dell'area da trattare, attuando una leggera pressione sul contenitore e ottimizzando in tal modo i tempi nel processo di irrigazione.

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL.

Composizione (1.000 ml di soluzione contengono):

- cloruro di sodio 9 g
- acqua
- elettroliti iniezione: mmol/l
- Na+ 154
- Cl- 154

Questa soluzione salina sterile è ideale per ospedali, ambulatori, pronto soccorso, studi medici e utilizzo professionale quotidiano. La confezione da 20 pezzi rappresenta una soluzione conveniente per strutture sanitarie e ambienti ad alto utilizzo.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **A cosa serve la soluzione salina sterile Ecolav?**

*È utilizzata per irrigazione, lavaggio e detersione in ambito sanitario e medico.*

##### **La soluzione è sterile?**

*Sì, è una soluzione salina sterile pronta all'uso.*

##### **Che concentrazione contiene?**

*Contiene cloruro di sodio allo 0,9%.*

##### **Il flacone ha un sistema spray?**

*Sì, il pratico erogatore spray facilita l'irrigazione controllata.*

##### **Quanti flaconi contiene la confezione?**

*La confezione include 20 flaconi da 250 ml.*

Soluzione salina sterile B-Braun Ecolav 250 ml con spray per irrigazione e detersione.  
Confezione da 20 pezzi ideale per uso medico e sanitario.