

## **SOLUZIONE SALINA STERILE B-BRAUN ECOTAINER - 250 ml conf. 12 pz.**



B-BRAUN ECOTAINER® - 250 ml\_

—  
—  
—

Adatto per una rapida irrigazione con elevato volume di soluzione.\_

—  
—  
—

Manuale e etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, DK, FI, NO, SE.\_

—  
—  
—

Composizione (1.000 ml di soluzione contengono):\_

—  
—  
—

- cloruro di sodio 9 g\_

—

- acqua\_

–  
• elettroliti iniezione: mmol/l\_

–  
• Na+ 154\_

–  
• Cl- 154