

SOLUZIONE SALINA STERILE B-BRAUN ECOTAINER - 500 ml conf. 10 pz.



B-BRAUN ECOTAINER® - 500 ml_

—

—

—

Adatto per una rapida irrigazione con elevato volume di soluzione._

—

—

—

Manuale e etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, DK, FI, NO, SE._

—

—

—

Composizione (1.000 ml di soluzione contengono):_

—

- cloruro di sodio 9 g_

—

- acqua_

–
• elettroliti iniezione: mmol/l_

–
• Na+ 154_

–
• Cl- 154