

SIRINGA OMNIFLUSH B-BRAUN - 10 ml conf. 100 pz.



B-BRAUN OMNIFLUSH® - 10 ml_

—

—

—

Siringa preriempita 10 ml con NaCl 0.9% - conf. da 100 - EM-3513576_

—

—

—

La siringa Omniflush® è progettata appositamente per minimizzare i reflussi di sangue non intenzionali nel lume del catetere, riducendo così il rischio di blocco del catetere stesso. Grazie a Omniflush® il fluido usato per il lavaggio viene ridotto al minimo indispensabile._

—

Per il lavaggio di cateteri endovenosi._

—

Manuale e etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, CZ, BG, DK, EE, FI, GR, HU, LT, LV, NL, NO RO, SK, SI, SE._

—

—

–
Composizione (1.000 ml di soluzione contengono):_

–
• cloruro di sodio 9 g_

–
• acqua_

–
• elettroliti iniezione: mmol/l_

–
• Na+ 154_

–
• Cl- 154